


Evt. tilskud fra kommunen

Drejer det sig om en kronisk sygdom eller tilstand, kan skinnerne evt. bevilges af kommunen som et hjælpemiddel efter lov om social service §112. En ansøgning sendes til kommunen sammen med en attest fra egen læge. Klinikken kan tilbyde vejledning i udformning af en evt. ansøgning.



Silversplints kan fås hos:



Sjælland:


Ergoklinikken
Vindingevej 34A
4000 Roskilde
Tlf. 3063 2762
Tlf. tid mandag—torsdag 16.30—17.30
Fredag 8.00—9.00
Email: info@ergoklinikken.dk
www.ergoklinikken.dk

Jylland:



Klinik for Håndterapi

Kirsten Ulstrup, ergoterapeut
Sønderskovvej 7, 8520 Lystrup
Tlf 60 74 39 10
Email: kirstenulstrup@hotmail.com
www.klinikforhaandterapi.dk



Silversplints

Fingerringe som fungerer
som fingerskinner



Baggrunden for Silversplints

Silversplints ringe er fremstillet af ergoterapeut, ortopædiingeniør og sølvsmed Griet van Veldhoven. Griets tanker med disse sølvringe, er at fremstille smukke fingerskinner til personer med et permanent behov for stabilisering af fingre for at optimere håndens funktion.



Formålet med Silversplints

Det primære formål med Silversplints fingerskinner er at stabilisere fingerled og dermed optimere grebsfunktion. Ved optimeret grebsfunktion, vil brugeren få bedre mulighed for at varetage daglige færdigheder, og dermed være mere selvhjulpne. Som en "sidegevinst" ved brug af disse ringe, vil brugeren opleve færre smerter når ringene anvendes i forbindelse med daglige gøremål.




Tommelskinne til hypermobil som stabiliserer ved greb

Diagnoser

Mange forskellige diagnoser kan have glæde af Silversplints. Ergoklinikken har erfaring med følgende diagnoser:

- Leddegigt
- Slidgigt
- Hypermobilitet
- Ehlers- Danlos
- Nerveskader

Men mange andre diagnoser kan komme i betragtning. Diagnose er i sig selv ikke et udgangspunkt for skinne—men mere problematikker i de daglige færdigheder—så som gribe om en kuglepen, nøgle, kop, spisebestik m.m. Eller som aflastning efter et hårdt fysisk arbejde



Eksempel på person med nerveskade med og uden Silversplints. Ringene (2 stk.—1 til fingrene og 1 til tommel), stabiliserer hånden i en stilling som giver væsentlig bedre grebsfunktion



1 ring til 3 leddegigts fingre— som forebygger at fingrene trækker over mod lillefingeren. Har for personen givet bedre funktion bl.a. ved skrivning på tastatur


Måltagning

Alle ringene tilpasses individuelt. Måltagning foregår i klinikken og kan enten foregå ved hjælp af et ringmål eller en gipsafstøbning.



Priser

Alle ringe er individuelt tilpassede—og designet i bla. ringtykkelse og model er ligeledes individuelt. Ring vælges ud fra personens ønsker og behov. Der kan derfor ikke umiddelbart gives en pris, men ring til klinikken og få en cirkapris



Eksempler på forskellige løsningsmuligheder i forhold til funktion og design